



## Curas Ltd.

**Curas is een internationaal merk van disposable medische hulpmiddelen en hygiënische producten voor de gezondheidszorg. QRS is exclusief partner van Curas binnen Nederland. Producten die op de markt worden geïntroduceerd voldoen aan alle wet- en regelgeving.**

## Emptying Bag C3

Het ledigen van een urinezak is een veelvoorkomende en dikwijls frustrerende handeling binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Veelal wordt dit gedaan door het kraantje van de urinezak te openen en de inhoud ervan in een onsteriele bak te laten aflopen. Uit het oogpunt van ergonomie, infectiepreventie en kostenefficiëntie zijn verbeteringen wenselijk en dankzij de C3 nu ook mogelijk.

### Situatieschets bij het ledigen van het urineopvangsysteem bij een patiënt met verblijfskatheter:

- Doordat de urine vanuit de kraan een bak/urinaal inloopt, geeft dit risico op spatten, omdat het een "open" systeem is.
- De verpleegkundige zit langere tijd in een niet ergonomische houding (gehurkt) gedurende het ledigen van de urinezak.
- Indien de verpleegkundige wegloopt tijdens het ledigen van de urinezak bestaat de kans dat de kraan van de urinezak langer open blijft staan dan gewenst is, en is er het risico dat de bak/urinaal omgestoten wordt.
- Er bestaat een risico op morsen van de urine tijdens transport naar de spoelruimte.
- De onsteriele bak dient na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd te worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee.
- In een aantal gevallen zal deze onsteriele bak/urinaal zelfs gesteriliseerd moeten worden, waardoor de kosten nog hoger zijn.
- Specifieke aandacht is nodig bij het ledigen van urinezakken bij patiënten die behandeld worden met cytostatica, zowel op de afdeling oncologie/hematologie als de IC.
- Het ledigen van de laag hangende urineopvangsystemen in een open bak/urinaal is een lastige klus.

QRS komt met een unieke, innovatieve methode op het gebied van het ledigen van urineopvangsystemen. Als specialist op het gebied van infectiepreventie en vloeistofmanagement introduceren wij de geheel nieuwe **C3 Emptying Bag**. Dit is een medisch hulpmiddel om op een gesloten hygiënische wijze, snel en efficiënt een urineopvangsysteem (met kruiskraan) te ledigen en alle bovenstaande problematiek te verhelpen. Qua kosten is de inzet van de C3 ook zeer effectief.

## Productbeschrijving

DE C3 is een niet steriele, 2 liter disposable ledigingszak, enkel verpakt, met alle mogelijke informatie op de verpakking. De C3 is uitgerust met een Flexi-Funnel™ connector, Cross-Hanger™ en terugslagklep, en verkrijgbaar met en zonder super absorberend polymeer, SAP by Curas™. Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™, om de hygiënestandaard, het gebruiksgemak en traceerbaarheid van de medische hulpmiddelen te verhogen naar het hoogste niveau.

## Gebruik

De unieke C3 ledigingszakken zijn bedoeld om urine op een gesloten manier te draineren vanuit de urineopvangsystemen en urinometers met een kruiskraan. Geschikt voor kortdurend gebruik.





## Kenmerken & Eigenschappen

- Biedt een compleet gesloten systeem tijdens het ledigen van urinezakken en het afvoeren van de opgevangen urine.
- Super absorberend polymeer, SAP by Curas™ absorbeert vloeistoffen snel en converteert de vloeistof naar een niet-morsende gel (REF. 20460). Dit verzekert de veilige verwerking van urine.
- Voor de verwerking van urine van besmette patiënten of andere situaties, waarbij de afgescheiden urine als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd, is de C3 zak met SAP by Curas™ uw eerste keus en de meest veilige manier van urineverwerking.
- Heldere maat-aanduiding laat u de hoeveelheid opgevangen urine gemakkelijk aflezen.
- Meet al vanaf 25 ml, waar de meeste urinezakken pas van 100ml laten aflezen.
- Flexi-Funnel™ connector past op alle gangbare kruiskranen van urinezakken van alle merken.
- Cross-Hanger™ koord verzekert de bevestiging tussen C3 en het urineopvangsysteem van de patiënt.
- Terugslagklep (NRV) voorkomt de reflux van urine, dit voorkomt opstijgende infectie.
- Spigot afsluitdop zorgt voor extra zekerheid bij de opvang en transport van de door cytostatica besmette urine (REF.20460).
- Geïntegreerde scheurlijn om de zak makkelijk open te kunnen scheuren. Meer gebruiksgemak dan de zak open te moeten knippen.
- Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™ voor verhoogde hygiënestandaard en gebruiksgemak.
- Iedere CleanPak™ is voorzien van logistieke informatie zoals barcode. Dit verhoogt de mogelijkheid voor kostentoe wijzing en zorgt voor optimale traceerbaarheid van het product.
- WardPak™ verpakking: handige verpakking op afdelingsniveau. Een bundel van 25 CleanPak™ verpakkingen voor gebruik op afdelingsniveau.

## Productspecificaties

Artikel	Omschrijving	Capaciteit	NRV	Flexi-Funnel™	Cross-Hanger™	Spigot
20460	Onsteriele C3 Ledigingszak met SAP by Curas™	2 Liter	Ja	Ja	Ja	Ja
20461	Onsteriele C3 Ledigingszak	2 Liter	Ja	Ja	Ja	Nee

QRS is uw partner op het gebied van vloeistofmanagement. Wij bieden u oplossingen voor het managen van vloeistoffen op iedere afdeling. Naast de C3 ledigingszak denken wij graag met u mee over hoe u de vloeistoffen op iedere afdeling kunt managen. Onze producten voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden, de hoogste traceerbaarheid en worden als slimme oplossingen gezien. Wij helpen u graag!

## Bestelinformatie

Artikel	Omschrijving	CleanPak™	WardPak™	Besteleenheid
20460	Onsteriele C3 Ledigingszak met SAP 2L	1 st/zak	25 st/zak	200 st/doos
20461	Onsteriele C3 Ledigingszak zonder SAP 2L	1 st/zak	25 st/zak	300 st/doos

## Product Symbols

Emptying Bag Symbols



SAP by Curas™ Symbols

